

ISO 推奨 黄色ブドウ球菌選択分離培地 生培地ベアードパーカー

～生培地(培地分注済みシャーレ)のご案内～

- 検出可能な菌: 黄色ブドウ球菌
- 培養条件: 37℃ 48±2 時間
- 判定: 黒または灰色の光沢がある隆起した円形集落で周囲に透明帯が見られる

■ ベアードパーカーについて:

黄色ブドウ球菌選択分離培地でISO(6888-1)より推奨されています。今後、卵黄加マンニット食塩寒天培地から、ベアードパーカーへの変更が予定されています。卵黄加マンニットと比べ塩分濃度が低い為、損傷菌も発育させやすく、ピルビン酸ナトリウム、グリシン、塩化リチウムが黄色ブドウ球菌以外を抑制させます。

亜テルル酸カリウムが還元されると黄色ブドウ球菌が黒変します。

- 特徴: 本培地はヒトの皮膚や動物などに生息している黄色ブドウ球菌の検出培地です。黄色ブドウ球菌は耐熱性の毒を産出します。そのため、加熱前の食品で十分に毒素が出ていた場合、加熱後に菌が死滅しても食中毒となります。加熱前の食品より菌の有無を確認することが食中毒防止の1つと考えられております。



組成

(g/L)

| | |
|------------|--------|
| 50%卵黄液 | 20ml |
| 亜テルル酸カリウム | 0.1g |
| カゼイン製ペプトン | 10.0g |
| 酵母エキス | 1.0g |
| 肉エキス | 5.0g |
| グリシン | 12.0g |
| 塩化リチウム | 5.0g |
| ピルビン酸ナトリウム | 10.0g |
| 寒天 | 17g |
| 精製水 | 1000ml |

pH=7.2±0.2

■ 製品仕様

| | | |
|------|-------------------------------|------------------------------|
| 品番 | 053-13000 | 053-13100 |
| 品名 | 生培地 ベアードパーカー | |
| 入数 | 100 枚 (10 枚×10 袋) | 50 枚 (10 枚×5 袋) |
| 価格 | ¥11,000- (@¥110-) 別途消費税 | ¥6,050- (@¥121-) 別途消費税 |
| 使用期限 | 製造日より 3 ヶ月 | |
| 保存方法 | 4℃～8℃(冷蔵保存) | |
| 送料 | 弊社負担 | |

サンプルをご用意しております。お申しつけ下さい
10 枚単位での販売も行っております。ご連絡下さい。

全てのお客様のために
直販のブランド

Full-Steri

ご注文はフリーダイヤルのファクシミリへどうぞ

0120-82-4929

アテクト 生培地

検索

株式会社 アテクト

滋賀県東近江市上羽田町 3275 番地 1

TEL 0748-20-3535

FAX 0748-25-7171

URL <http://www.atect.co.jp/>E-mail biosales@atect.co.jp