

第17局
日本薬局方
収録培地総好気性
微生物用

ロックボトルSCD液体培地

～培地分注済みで片手で開封可能なロックボトル仕様のご案内～

- 培養条件: 30～35℃ 18～24時間
- 判定: 培地が白濁した場合、菌の存在を確認
- 特徴
日本薬局方に準拠した液体培地で増菌目的の仕様や微生物試験に使用が可能です
- 広口タイプの容器の為、サンプリングが容易にできます
- クリア容器ですので中身の確認が簡単です
- ロック式のキャップを採用しておりますので、蓋が自然に開封することはありません



組成

(g/L)

カゼイン	17.0g
大豆ペプトン	3.0g
塩化ナトリウム	5.0g
グルコース	2.5g
リン酸水素ニカリウム	2.5g
PH=7.3±0.2	

製品仕様

本体サイズ: 4.3cm(口径)×10cm(高さ)
材質: ポリプロピレン
滅菌: オートクレーブ滅菌
容量: 90ml

製品仕様

品番	053-18144D-8773
品名	ロックボトル SCD 液体培地 局方
入数	100本/箱
使用期限	製造日より6ヶ月
保存方法	15℃～25℃(常温)
送料	弊社負担

サンプルをご用意しております。お申し付けください。

全てのお客様のために
直販のブランド

Full-Steri

ご注文はフリーダイヤルのファクシミリへどうぞ

0120-82-4929

アテクト ロックボトルSCD

検索

株式会社 アテクト

滋賀県東近江市上羽田町 3275 番地 1

TEL 0748-20-3535

FAX 0748-25-7171

URL <http://www.atect.co.jp/>E-mail biosales@atect.co.jp