

リン酸緩衝液


～用途に合わせた調製済みの緩衝液をご用意しております～

特徴

- 食品衛生検査指針に準拠した組成で作製しています
- 日本薬局方に準拠した組成で作製しています
- オートクレーブ滅菌済です

組成


リン酸緩衝液(リン酸緩衝希釈水)	(g/L)
リン酸二水素カリウム	0.0425g
pH=7.2±0.2	
ペプトン食塩緩衝液(ペプトン食塩緩衝希釈水)	(g/L)
リン酸二水素カリウム	3.6g
リン酸水素二ナトリウム二水和物	7.2g
塩化ナトリウム	4.3g
ペプトン	1.0g
pH=7.0±0.2	
0.1%ペプトン加生理食塩水	(g/L)
ペプトン	1g
塩化ナトリウム	8.5g
pH=7.0±0.1	



<NEW 製品 リン酸緩衝液 990ml>

○袋タイプで片手での作業が容易

○秤量が可能な容量 990ml

※その他ご要望の組成、pH 値が
あれば、ご相談下さい

品名	リン酸緩衝液					
容量	90ml	9ml	500ml	1000ml	990ml	1000ml
品番	051-61001	051-41001	3205	3205	051-61601	051-61602
入数	100 本/箱	40 本×9 箱	20 本/箱	10 本/箱	10 袋/箱	10 袋/箱
材質	本体:ポリプロピレン	本体:ポリスチレン	本体:PET		本体:PET/バリアーNY15/PET30	
	キャップ:ポリエチレン	キャップ:ポリエチレン	キャップ:ポリプロピレン		キャップ:ポリエチレン	
滅菌	緩衝液:オートクレーブ滅菌		PET 本体・キャップ:γ線滅菌		その他本体・キャップ:電子線滅菌	
保存方法	常温保存					
使用期限	製造日より12ヶ月	製造日より8ヶ月	製造日より6ヶ月		製造日より3ヶ月	製造日より6ヶ月
送料	弊社負担					

全てのお客様のために
直販のブランド
ご注文はフリーダイヤルのファクシミリへどうぞ

0120-82-4929

アテクト 緩衝液

検索

株式会社 アテクト

滋賀県東近江市上羽田町 3275 番地 1

TEL 0120-812-880

FAX 0120-82-4929

URL <https://www.atect.co.jp/>E-mail biosales@atect.co.jp